

ЖУРНАЛ
технического обслуживания
медицинского изделия

ЦентрМед

ЦентрМаг

ЖУРНАЛ

технического обслуживания медицинского изделия

(наименование отделения или кабинета)

(наименование службы технического обслуживания)

(адрес и телефон службы технического обслуживания)

Договор на техническое обслуживание медицинской техники № _____ от _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании.....	3
Раздел 2. Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ).....	5
Раздел 3. Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники.....	7
Раздел 4. Неисправности медицинского оборудования и их устранение.....	14
Раздел 5. Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники	18
Раздел 6. График выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий в лечебном учреждении	19
Раздел 7. Замечания по ведению журнала.....	20

Раздел 5. Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники

Контроль технического состояния			Периодическое техническое обслуживание
перечень работ	перед использованием	периодический	
1. Внешний осмотр рабочего места и изделия: проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации	+	+	<p>1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей.</p> <p>2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов.</p> <p>3. Затяжка ослабленных крепежных элементов.</p> <p>4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.</p> <p>5. Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.).</p> <p>6. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.</p> <p>7. Настройка и регулировка изделия</p>
2. Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности:			
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей	+	+	
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок	-	+	
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации	+	+	
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу	-	+	
- контроль соблюдения графиков поверки средств измерений медицинского назначения	-	+	
3. Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия	+	+	
4. Проверка готовности изделия к использованию: - проверка исходных положений органов управления	+	+	
5. Включение и проверка работоспособности изделия:			
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок	-	+	
- инструментальный контроль основных технических характеристик	-	+	
- контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий	-	+	

Раздел 6. Г Р А Ф И К

Выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий в лечебном учреждении _____

наименование ЛПУ _____

наименование отделения в ЛПУ _____

Договор от « ____ » _____ 20 ____ года № _____

Периодичность	Недели месяца				
	I	II	III	IV	V
Понедельник					
Вторник					
Среда					
Четверг					
Пятница					
Ежемесячно					

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель ЛПУ _____

Подпись

Ф.И.О.

Начальник участка _____

Подпись

Ф.И.О.

Инженер _____

Подпись

Ф.И.О.

Раздел 7. Замечания по ведению журнала

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« ____ » _____ 20__ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.